

Końcówki MidiTips Premium, 250 µl, cienkościenne



Końcówki o stałej grubości ścianki na całej długości, od nasadki po wylot. Zwiększona dokładność pipetowania. Dzięki cienkim ściankom końcówka ma pojemność 250 µl przy zachowanych wymiarach standardowej końcówki 200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-729070	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	żółte	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-729071	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-729074	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	żółte	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-729075	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-729076	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	żółte	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-729077	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-729078	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-729079	Końcówki MidiTips Premium	250 µl, cienkościenne	żółte	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki o stałej grubości ścianki na całej długości, od nasadki po wylot. Zwiększona dokładność pipetowania. Dzięki cienkim ściankom końcówka ma pojemność 250 µl przy zachowanych wymiarach standardowej końcówki 200 µl.

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),

Brand (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl),

Eppendorf (20 (żółte), 100 i 200 µl),

Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50, 100 i 300 µl),

Gilson (Pipetman P-20, P-100 i P-200),

Nichiryo (200 µl),

Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),

Socorex (100 i 200 µl).

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.