

Końcówki MidiTips Premium, 300 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Biozym PreCision (20, 50, 100 µl i 200 µl),
Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),
Brand (Transferpette 200 µl),
Eppendorf (200 µl),
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50, 100 i 300 µl),
Gilson (Pipetman P-200),
Nichiryo (200 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),
Socorex (100 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-720301	Końcówki MidiTips Premium	300 µl, bezbarwne, z podziałką	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720305	Końcówki MidiTips Premium	300 µl, bezbarwne, z podziałką	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720308	Końcówki MidiTips Premium	300 µl, bezbarwne, z podziałką	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Biozym PreCision (20, 50, 100 µl i 200 µl),
Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),
Brand (Transferpette 200 µl),
Eppendorf (200 µl),
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50, 100 i 300 µl),
Gilson (Pipetman P-200),
Nichiryo (200 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),
Socorex (100 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.