

Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692300	Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-780302	Końcówki SafeSeal Tips Premium 300 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 200 µl, Proline 200 µl, mLine 200 µl),

Brand (Transferpette 200 µl),

Eppendorf (200 µl),

Finn (Digital 200 µl, Finn Focus 300 µl),

Gilson (Pipetman P-200),

Nichiryo (200 µl),

Rainin (Pipet-Classic R200, Pipet-Lite SL-200),

Socorex (200 µl).

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.