



Probówko-strzykawki S-Monovette[®] K3 EDTA



Probówko-strzykawki S-Monovette[®] K3 EDTA do poboru krwi techniką aspiracyjną (strzykawką) lub próżniowo do badań wykonywanych z krwi pełnej obwodowej. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Wewnątrz S-Monovette[®] umieszczono preparat K₃EDTA (wersenian trójpotasowy) w formie sprayu. Substancja wiąże wapń z próbki powodując, że pobrana krew długo pozostaje płynna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5708	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	1,2 ml	8 x 66 mm	50 szt.	06.1662.001
	J-5710	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	1,6 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1081
	J-5711	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	1,6 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1081.001
	J-5712	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	1,8 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1951
	J-5713	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	1,8 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1951.001
	J-5714	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1901
	J-5715	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1901.001
	J-5716	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1167
	J-5717	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1167.001
	J-5718	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	2,7 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1917
	J-5719	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	2,7 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1917.001
	J-5720	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	3,4 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1914
	J-5721	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	3,4 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1914.001
	J-5722	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	4,0 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1068
	J-5723	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	4,0 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1068.001
	J-5724	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	bez etykiety	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1931
	J-5725	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA	z etykietą	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1931.001

	J-5727	Probówka-strzykawki S-Monovette® K3 EDTA	z etykietą	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01.1605.001
	J-5729	Probówka-strzykawki S-Monovette® K3 EDTA	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	50 szt.	02.1066.001

Opis

S-Monovette® **K3 EDTA** to strzykawko-probówki z **antykoagulantem** zapobiegającym krzepnięciu pobieranej próbki. W probówkach z gumową membraną umieszczono preparat **K₃EDTA (wersenian trójpotasowy)** w formie **sprayu** w ilości 1,6 mg EDTA/ml krwi – zgodnie z normą ISO 6710:2017. Substancja wiąże wapń z próbki powodując, że pobrana krew na długo pozostaje płynna. Aby wyniki analiz były prawidłowe, pobrana objętość próbki powinna wynosić przynajmniej 80% pojemności nominalnej.

Probówka-strzykawki S-Monovette® K3 EDTA są dostępne w różnych rozmiarach. Dzięki temu model można dobrać do indywidualnych potrzeb ambulatoriów, laboratoriów medycznych, przychodni, oddziałów szpitalnych, lecznic dla zwierząt. S-Monovette® o mniejszych wymiarach i pojemnościach nadają się do zastosowań u pacjentów z niedokrwistością, w pediatrii oraz weterynarii. Pozwalają użytkownikowi na pobranie do tych samych badań mniejszej ilości krwi, niż w przypadku standardowych probówek. Każda probówka-strzykawka S-Monovette® K3 EDTA do **hematologii** z dodatkiem antykoagulantu jest przystosowana do odbierania krwi techniką **aspiracyjną** lub **próżniową**. Aby zapewnić optymalną dystrybucję antykoagulantu próbkę bezpośrednio po pobraniu należy ostrożnie przemieszać. Następnie przetwarzać w stanie nieodwirowanym jako materiał badawczy pozyskany z krwi pełnej obwodowej.

Produkty sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają również wymagania **ADR** i **IATA**.

Nakrętki z membraną oraz zakrętki w kolorze czerwonym są zgodne z kodami UE na podstawie brytyjskiej normy **BS4851:1982** dotyczącej specyfikacji jednorazowych oznakowanych pojemników na próbki medyczne do hematologii i biochemii. Biała etykieta z napisem na czerwonym tle oraz z miejscem na opis lub tylko czerwony napis na probówce ułatwiają laboratorium szybką wizualną identyfikację probówek S-Monovette®.