

MacroTips Premium, 1000 µl



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl (niebieskie)),
Eppendorf (1000 µl (niebieskie)),
Finn (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR1000, Pipet-Lite SL-1000),
Socorex (1000 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-721020	MacroTips Premium	1000 µl	niebieskie	niesterylne	w worku (1000 sztuk)
	A-721021	MacroTips Premium	1000 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 sztuk)
	A-721024	MacroTips Premium	1000 µl	niebieskie	niesterylne	w statywie (10 statywów po 100 sztuk)
	A-721025	MacroTips Premium	1000 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 100 sztuk)
	A-721028	MacroTips Premium	1000 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów po 100 sztuk)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl (niebieskie)),
Eppendorf (1000 µl (niebieskie)),
Finn (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR1000, Pipet-Lite SL-1000),
Socorex (1000 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.