

Końcówki SafeSeal Tips PreCision 1000 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701081	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 1000 µl, sterylne	w statywie (8 statywów po 96 szt. = 768 końcówek)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Biohit (Proline/mLine 1000 µl),
Brand (1000 µl),
Capp (1000 µl),
Eppendorf (1000 µl),
Finn (1000 µl),
Gilson (P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (Standard 1000 µl),
Socorex (1000 µl).
Wolne od DNaz i RNaz.