

Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 1000 µl, sterylne



Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-693000	Końcówki SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 100 szt.)

Opis

Końcówki do pipet z szerokim otworem wylotowym, idealne do pipetowania zawiesin komórek bądź płynów o wysokiej lepkości. Wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 1000 µl),
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl),
Eppendorf (1000 µl (niebieskie)),
Finn (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR1000, Pipet - Lite SL-1000),
Socorex (1000 µl).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.