

Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-691001	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692078	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000, µl),
Brand (Transferpette 1000 µl),
Eppendorf (1000 µl),
Finn (Digital 1000 µl, Focus 1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (Pipet-Classic R1000, Pipet-Lite SL-1000).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.