

Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-691000	Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 100 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 1000 µl),
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl),
Eppendorf (1000 µl),
Finn (Digital 200 i 1000 µl, Focus 1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Matrix (1000 µl (statyw nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanałową Matrix)),
Nichiryo (1000 µl),
Socorex (1000 µl).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.