



Multi-adaptery do S-Monovette[®]



Multi-adaptery pozwalające na dopasowanie probówko-strzykawk S-Monovette[®] do wszystkich żeńskich systemów Luer lub Luer-Lock, takich jak igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa. Sterylne, wolne od pirogenów i endotoksyn, posiadają certyfikat CE oraz MD.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6111	Multi-adaptery do S-Monovette [®]	igły z przyłączem Luer	100 szt.	14.1205
	J-6112	Multi-adaptery do S-Monovette [®]	igły z przyłączem Luer-Lock	100 szt.	14.1205.100

Opis

Multi-adaptery z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiają wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi [próbówko-strzykawkami S-Monovette[®]](#). Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock, co czyni je uniwersalnym narzędziem do pobierania próbek w różnych procedurach. Pozwalają na dopasowanie S-Monovette[®] do różnych systemów Luer, takich jak igła stała, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.

Multi-adaptery są sterylizowane promieniowaniem gamma. Wolne od pirogenów i endotoksyn, co gwarantuje ich bezpieczne użycie. Posiadają certyfikat **CE**. Wykonane z materiałów wysokiej jakości takich jak: terftalan polietylenu (PET), polietylen (PE) i akrylonitryl-butadieno-styren (ABS), które zapewniają wytrzymałość i niezawodność.