



Dozowniki POCT do S-Monovette[®]



Dozowniki POCT umożliwiają bezigłowe dozowanie z probówko-strzykawek S-Monovette[®]. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dzięki zamkniętemu transferowi krwi. Pozwalają w higieniczny, skuteczny sposób przeprowadzać testy bezpośrednio w miejscu pobierania próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6117	Dozowniki POCT do S-Monovette [®]	100 szt.	14.1219

Opis

Dozowniki POCT zaprojektowane do pracy z probówko-strzykawkami do [S-Monovette[®]](#). Można je łatwo i bezpiecznie podłączyć i odłączyć. Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dzięki zamkniętemu transferowi krwi. Przeznaczone do bezigłowego i higienicznego dozowania krwi. Stosując je w prawidłowy sposób, minimalizuje się ryzyko kontaminacji i zakażeń.

Dozowniki POCT pomagają w szybkim i higienicznym dozowaniu krwi, co jest istotne dla skutecznej opieki nad pacjentami. Znajdują zastosowanie w dziedzinie diagnostyki przyłóżkowej i pobierania próbek krwi. W diagnostyce przyłóżkowej szybkie i precyzyjne pomiary krwi są kluczowe dla diagnozy i leczenia pacjentów. Dozowniki POCT są **niesterylne** więc nie nadają się do stosowania w sterylnych procedurach. Pakowane pojedynczo w blistry i oferowane w kompletach po 100 sztuk.