

Termometr kieszonkowy



Termometr ogólnego przeznaczenia z kapilarą wypełnioną specjalną czerwoną cieczą. Dostarczany w korpusie ochronnym z tworzywa sztucznego z klipsem umożliwiającym powieszenie go w kieszeni. Otwór przy główce termometru umożliwia dokonanie pomiaru także w korpusie ochronnym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Skala
	2-9809	Termometr kieszonkowy	-30°C do +50°C	1°C
	2-9810	Termometr kieszonkowy	-10°C do +100°C	1°C

Opis

Termometr ogólnego przeznaczenia z kapilarą wypełnioną specjalną czerwoną cieczą. Dostarczany w korpusie ochronnym z tworzywa sztucznego z klipsem umożliwiającym powieszenie go w kieszeni. Otwór przy główce termometru umożliwia dokonanie pomiaru także w korpusie ochronnym.

Średnica termometru: ok. 7 mm.

Długość całkowita: 155 mm.