



## Nakładki kodujące do S-Monovette<sup>®</sup>



Nakładki kodujące do szybkiego, barwnego i bezpiecznego zakodowania pobranych do S-Monovette<sup>®</sup> próbek. Umożliwiają możliwie najszybszą alokację próbek awaryjnych podczas ich odbioru i dalszego przekazywania.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                         | Kolor      | Szt./Op. | Nr producenta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------|
|    | J-6141  | Nakładki kodujące do S-Monovette <sup>®</sup> | różowe     | 100 szt. | 14.1513       |
|    | J-6142  | Nakładki kodujące do S-Monovette <sup>®</sup> | niebieskie | 100 szt. | 14.1513.001   |
|  | J-6143  | Nakładki kodujące do S-Monovette <sup>®</sup> | żółte      | 100 szt. | 14.1513.002   |
|  | J-6144  | Nakładki kodujące do S-Monovette <sup>®</sup> | zielone    | 100 szt. | 14.1513.005   |
|  | J-6145  | Nakładki kodujące do S-Monovette <sup>®</sup> | szare      | 100 szt. | 14.1513.008   |

### Opis

Nakładki kodujące pełnią funkcję szybkiego i trwałego kodowania barwnego kompatybilnych z nimi [próbówko-strzykawek S-Monovette<sup>®</sup>](#). Pozwalają na efektywne zarządzanie próbkami awaryjnymi i są niezbędne w sytuacjach, gdzie czas ma kluczowe znaczenie. Najczęściej wykorzystywane podczas pobierania próbek do analiz w karetkach pogotowia ratunkowego, na oddziałach intensywnej terapii, salach operacyjnych lub w celu optymalizacji organizacji pracy w laboratorium. Mogą być również stosowane przy podejmowaniu decyzji o odpowiednim doborze urządzeń analitycznych. Zwiększają efektywność pracy personelu medycznego i przyczyniają się do szybszej diagnozy, a tym samym lepszej opieki nad pacjentami.

Nakładki kodujące (citowe) do S-Monovette<sup>®</sup> zostały wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), materiału trwałego i odpornego na uszkodzenia. Dostępne w pięciu różnych wariantach kolorystycznych. Opakowania zawierają po 100 sztuk jednego koloru.