



Nakładki kodujące do S-Monovette[®]



Nakładki kodujące do szybkiego, barwnego i bezpiecznego zakodowania pobranych do S-Monovette[®] próbek. Umożliwiają możliwie najszybszą alokację próbek awaryjnych podczas ich odbioru i dalszego przekazywania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6141	Nakładki kodujące do S-Monovette [®]	różowe	100 szt.	14.1513
	J-6142	Nakładki kodujące do S-Monovette [®]	niebieskie	100 szt.	14.1513.001
	J-6143	Nakładki kodujące do S-Monovette [®]	żółte	100 szt.	14.1513.002
	J-6144	Nakładki kodujące do S-Monovette [®]	zielone	100 szt.	14.1513.005
	J-6145	Nakładki kodujące do S-Monovette [®]	szare	100 szt.	14.1513.008

Opis

Nakładki kodujące pełnią funkcję szybkiego i trwałego kodowania barwnego kompatybilnych z nimi [próbówko-strzykawek S-Monovette[®]](#). Pozwalają na efektywne zarządzanie próbkami awaryjnymi i są niezbędne w sytuacjach, gdzie czas ma kluczowe znaczenie. Najczęściej wykorzystywane podczas pobierania próbek do analiz w karetkach pogotowia ratunkowego, na oddziałach intensywnej terapii, salach operacyjnych lub w celu optymalizacji organizacji pracy w laboratorium. Mogą być również stosowane przy podejmowaniu decyzji o odpowiednim doborze urządzeń analitycznych. Zwiększają efektywność pracy personelu medycznego i przyczyniają się do szybszej diagnozy, a tym samym lepszej opieki nad pacjentami.

Nakładki kodujące (citowe) do S-Monovette[®] zostały wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), materiału trwałego i odpornego na uszkodzenia. Dostępne w pięciu różnych wariantach kolorystycznych. Opakowania zawierają po 100 sztuk jednego koloru.