

Końcówki SafeSeal Tips Professional 1000 µl, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770400	Końcówki SafeSeal Tips Professional 1000 µl, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 100 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.