

MacroTips Premium, 1250 µl



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl),
Eppendorf (1000 µl),
Finn (1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (1000 µl (oprócz LTS)),
Socorex (1000 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-721030	MacroTips Premium	1250 µl	niebieskie	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-721031	MacroTips Premium	1250 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-721034	MacroTips Premium	1250 µl	niebieskie	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-721035	MacroTips Premium	1250 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-721036	MacroTips Premium	1250 µl	niebieskie	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-721037	MacroTips Premium	1250 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-721038	MacroTips Premium	1250 µl	niebieskie	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-721039	MacroTips Premium	1250 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),
Brand (Transferpette 1000 µl),
Eppendorf (1000 µl),
Finn (1000 µl),
Gilson (Pipetman P-1000),
Nichiryo (1000 µl),
Rainin (1000 µl (oprócz LTS)),
Socorex (1000 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.