



Stazy wielokrotnego użytku



Wielorazowe stazy przeznaczone do stosowania w celu tymczasowego zatrzymania przepływu krwi w żyłach. Ułatwiają pobieranie próbek lub wykonywanie innych procedur medycznych. Dostępne w dwóch wariantach: wykonane z poliamidu (PA) lub poliestru (PL).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	J-6191	Staza wielorazowa Sarstedt z PA	95.1007
	J-6192	Staza wielorazowa Sarstedt z PL	95.1007.001

Opis

Stazy to niezbędne narzędzia w medycynie, szczególnie w kontekście pobierania próbek krwi lub innych procedur związanych z żyłami. Właściwe ich stosowanie pozwala na kontrolowany ucisk żył, ułatwiając tym samym pracę personelowi medycznemu. Automatyczna opaska uciskowa niezbędna jest w warunkach, gdzie pobieranie krwi jest wykonywane regularnie. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort w trakcie wykonywania procedur medycznych przy użyciu jednej ręki.

Czerwone stazy z białymi elementami wykonano z bardzo miękkich materiałów: poliamidu (PA) lub poliestru (PL). Opaska z PL nie zawiera lateksu, co jest ważne w przypadku występowania alergii na ten materiał. Wyrób medyczny wielorazowy, posiada certyfikat CE i MDR 2017/745. Dla zachowania higieny można prac w temperaturze do 90°C.