



**Termometr do lodówki, zakres: -30°C do +30°C**



Termometr przeznaczony do kontrolowania temperatury w lodówkach. Z uchwytem do zawieszania.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|  | 1-2051  | Termometr do lodówki |

**Opis**

Termometr przeznaczony do kontrolowania temperatury w lodówkach. Z uchwytem do zawieszania.

**Posiada kolorową skalę i zakres pomiarowy: -30°C do +30°C.**

**Wymiary:** Ø 65 mm.