



Końcówki w specjalnym formacie, 1250 µl



Wolne od DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-721253	Pusty statyw na końcówki	1250 µl	3 statywy
	A-721254	Końcówki w specjalnym formacie	1250 µl, bezbarwne, z podziałką	w statywie (1 statyw QuickRack zawierający 768 końcówek: 8 x 96 szt.)

Opis

Wolne od DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 1 ml.