

MacroTips Premium, 1200 µl



Końcówki pasujące do:
dozownika elektronicznego Biozym PreCision 1200 µl,

Biohit (Proline 1200 µl, ePet 1200 µl),
Eppendorf (Response 4850 / 1200 µl).
Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-721205	MacroTips Premium	1200 µl, bezbarwne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do:
dozownika elektronicznego Biozym PreCision 1200 µl,

Biohit (Proline 1200 µl, ePet 1200 µl),
Eppendorf (Response 4850 / 1200 µl).
Wolne od DNaz i RNaz.