



Termometr cyfrowy do mierzenia temperatury ciała

Wyposażony w najnowocześniejszą mikroelektronikę. Wskazanie następuje w ciągu 60 sek. Posiada duży wyświetlacz LCD i sygnał akustyczny informujący o osiągnięciu temperatury maksymalnej. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach. W zestawie bez baterii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1041	Termometr cyfrowy do mierzenia temperatury ciała

Opis

Wyposażony w najnowocześniejszą mikroelektronikę. Wskazanie następuje w ciągu 60 sek. Posiada duży wyświetlacz LCD i sygnał akustyczny informujący o osiągnięciu temperatury maksymalnej. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach. W zestawie bez baterii.

Wymiary: 12,5 x 2,0 x 1,0 cm.