

MaxiTips Premium, 5 ml



Końcówki pasujące do pipet:
Brand (Transferpette 5 ml),
Finn (Digital 5 ml).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-725011	MaxiTips Premium	5 ml	bezbarwne	w worku (250 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Brand (Transferpette 5 ml),
Finn (Digital 5 ml).

Wolne od DNaz i RNaz.