



Termometr cyfrowy z pamięcią wartości minimum/maksimum

Termometr cyfrowy o kompaktowych rozmiarach. Z czujnikiem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w osłonkę na sondę z tworzywa sztucznego. Posiada wyświetlacz LCD i wychylny czujnik.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	L-1320	Termometr cyfrowy z pamięcią wartości minimum / maksimum	-10°C do +220°C

Opis

Termometr cyfrowy o kompaktowych rozmiarach. Z czujnikiem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w osłonkę na sondę z tworzywa sztucznego. Posiada wyświetlacz LCD i wychylny czujnik.

Dane techniczne:

Zakres temperatury: -10°C do +220°C.

Długość czujnika: 110 mm.

Rozdzielczość: 0,1°C.

Dokładność: ±5%.

Waga: ok. 30 g.

Wymiary (gr. x szer. x wys.): 17 x 47 x 180 mm.

Zasilanie: 1 bateria LR44 (w zestawie).