

Końcówki SafeSeal Tips Premium 5 ml, sterylne - z filtrem



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-693510	Końcówki SafeSeal Tips Premium	5 ml	sterylne	w statywie (2 statywy po 50 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit (5 ml),
Eppendorf (5 ml),
Socorex (5 ml).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**