

## Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, niesterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach o wysokim stopniu czystości, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Pakowane

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach o wysokim stopniu czystości, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 1000 µl),

**Biohit** (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),

**Brand** (Transferpette 1000 µl),

**Eppendorf** (1000 µl),

**Finn** (Digital 200 i 1000 µl, Focus 1000 µl),

**Gilson** (Pipetman P-1000),

**Matrix** (1000 µl (statyw nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanalową Matrix)),

**Nichiryo** (1000 µl),

**Socorex** (1000 µl).