

MaxiTips Premium, z podziałką, 10 ml



Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (10 ml),

Gilson (Pipetman P-10 ml),

Eppendorf (10 ml),

Rainin (Pipet-Lite SL 10 ml, Pipet-Classic PR10 ml)

SE (3(B) 10 ml).

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-725060	MaxiTips Premium	10 ml, bezbarwne, z podziałką	w worku (200 szt.)
	A-725064	MaxiTips Premium	10 ml, bezbarwne, z podziałką	w statywie (1 statyw zawierający 25 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (10 ml),

Gilson (Pipetman P-10 ml),

Eppendorf (10 ml),

Rainin (Pipet-Lite SL 10 ml, Pipet-Classic PR10 ml)

SE (3(B) 10 ml).

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.