

## Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 ml, sterylne - z filtrem



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                          | Pojemność | Stopień czystości | Pakowane                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
|  | A-693530 | Końcówki SafeSeal Tips Premium | 10 ml     | sterylne          | w statywie (2 statywy po 25 szt.) |

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit (10 ml),  
Eppendorf (10 ml).  
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**