



Pudełka na końcówki do pipet



Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-0712	Pudełko na końcówki do pipet	10 µl	96 miejsc	1 szt.
	B-0713	Pudełko na końcówki do pipet	200 µl	96 miejsc	1 szt.
	B-0714	Pudełko na końcówki do pipet	1000 µl	96 miejsc	1 szt.
	B-0709	Pudełko na końcówki do pipet	5 ml	50 miejsc	1 szt.
	B-0710	Pudełko na końcówki do pipet	10 ml	25 miejsc	1 szt.

Opis

Puste pudełka na końcówki do pipet. Mogą pomieścić 25, 50 lub 96 szt., w zależności do modelu. W większości powszechnie stosowanych końcówek. Nadają się do wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Pudełka nie są kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson.