



Końcówki Eppendorf® epT.I.P.S. typu EUROBOX

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Eppendorf® epT.I.P.S. typu EUROBOX.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	0030 063.368	Końcówki Eppendorf® epT.I.P.S. typu EUROBOX - 20-300 µl

Opis

Końcówki Eppendorf® epT.I.P.S. typu EUROBOX.

Pojemność: 20-300 µl.

Opakowanie zawiera: 96 końcówek.

Produkt niedostępny.