



Zestawy startowe pipet serii Sartorius Biohit mLine

SARTORIUS

Trzy różne zestawy pipet serii mLine do wyboru, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Zestawy zawierają oprócz 3 różnych pipet także po jednym pudełku końcówek dla każdej pipety, kolorowe nakładki kodujące na pipety oraz narzędzie do kalibracji. Gwarancja 24 miesiące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-3840	Zestaw startowy pipet serii mLine nr 1
	K-3841	Zestaw startowy pipet serii mLine nr 2
	K-3842	Zestaw startowy pipet serii mLine do PCR

Opis

Trzy różne zestawy pipet serii mLine do wyboru, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Zestawy zawierają oprócz 3 różnych pipet także po jednym pudełku końcówek dla każdej pipety, kolorowe nakładki kodujące na pipety oraz narzędzie do kalibracji. Gwarancja 24 miesiące.

Zestaw startowy nr 1 to:

- 3 pipety mLine: 0,5-10 µl, 10-100 µl oraz 100-1000 µl,
- 3 uchwyty na pipety,
- kolorowe nakładki kodujące,
- końcówki w pudełkach: 1 x 0,2-10 µl, 1 x 0,5-300 µl oraz 1 x 10-1000 µl,
- narzędzie do kalibracji, pełniące rolę otwieracza do probówek,
- długopis Biohit.

Zestaw startowy nr 2 to:

- 3 pipety mLine: 2-20 µl, 20-200 µl oraz 100-1000 µl,
- 3 uchwyty na pipety,
- kolorowe nakładki kodujące,
- końcówki w pudełkach: 2 x 0,5-300 µl oraz 1 x 10-1000 µl,
- narzędzie do kalibracji, pełniące rolę otwieracza do probówek,
- długopis Biohit.

Zestaw startowy do PCR to:

- 3 pipety mLine: 0,5-10 µl, 10-100 µl oraz 100-1000 µl,
- 3 uchwyty na pipety,
- kolorowe nakładki kodujące,
- końcówki sterylne z filtrem, w pudełkach: 1 x 10 µl, 1 x 120 µl oraz 1 x 1000 µl,
- narzędzie do kalibracji, pełniące rolę otwieracza do probówek,
- aluminiowy statyw chłodzący na 12 probówek typu Eppendorf.

Liniowy stojak do pipet Sartorius Biohit o Nr-Art. K-4006 należy zamawiać osobno.