



## Pipety automatyczne Proline Plus - jednokanałowe - o regulowanej pojemności

**SARTORIUS**

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                                  | Pojemność     | Podziałka | Nr producenta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|    | K-3843  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 0,1-3 µl      | 0,002 µl  | 728010        |
|   | K-3844  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 0,5-10 µl     | 0,01 µl   | 728020        |
|  | K-3845  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 2-20 µl       | 0,02 µl   | 728030        |
|  | K-3876  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 5-50 µl       | 0,10 µl   | 728040        |
|  | K-3846  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 10-100 µl     | 0,10 µl   | 728050        |
|  | K-3847  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 20-200 µl     | 0,20 µl   | 728060        |
|  | K-3848  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 100-1000 µl   | 1,00 µl   | 728070        |
|  | K-3849  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 500-5000 µl   | 10,0 µl   | 728080        |
|  | K-3850  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości | 1000-10000 µl | 20,0 µl   | 728090        |

### Opis

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych pipet umożliwia zachowanie dokładności nawet pod wpływem ciepła, wywołanego długimi seriami pipetowania. Można ich używać do pipetowania cieczy do większości powszechnie stosowanych probówek, dzięki wąskiemu kołnierzowi wyrzutnika końcówek. Wymienne filtry Safe Cone zapobiegają zanieczyszczeniom. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

[Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline \[tutaj\]](#).