



Pipety automatyczne Sarpette[®] M - jednokanałowe



Pipety automatyczne Sarpette[®] M jednokanałowe o różnych zakresach pojemności od 0,1 µl do 10 ml. Niezrównana precyzja i wysoka jakość wykonania. Wskaźnik cyfrowy z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Ergonomiczna konstrukcja niewymagająca wysiłku podczas pracy. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia szybką identyfikację odpowiedniej pipety i wybór odpowiedniej końcówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Kod barwny	Nr producenta
	J-3441	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	0,1-2 µl	0,002 µl	szary	90.3100.002
	J-3442	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	0,5-10 µl	0,01 µl	szary	90.3100.010
	J-3444	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	2-20 µl	0,02 µl	żółty	90.3100.020
	J-3446	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	10-100 µl	0,1 µl	żółty	90.3100.100
	J-3447	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	20-200 µl	0,2 µl	żółty	90.3100.200
	J-3448	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	100-1000 µl	1 µl	niebieski	90.3100.000
	J-3452	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	0,5-5 ml	0,01 ml	fioletowy	90.3100.555
	J-3453	Pipeta jednokanałowa Sarpette [®] M	1-10 ml	0,01 ml	jasnoniebieski	90.3100.111

Opis

Solidna i trwała pipeta automatyczna Sarpette[®] M umożliwia precyzyjne pipetowanie bez wysiłku. Zakres objętości modeli jednokanałowych wynosi od 0,1 µl do 10 ml.

Do najważniejszych zalet Sarpette[®] M należy zamontowany duży przycisk wyrzutnika i płynnie działający tłok pipetujący. Gwarantuje to szczególnie ergonomiczne pipetowanie. W połączeniu z niską wagą pipety zapobiega to syndromowi RSI (urazowi i dolegliwościom spowodowanym powtarzającym się nadwyrężeniami dłoni i nadgarstka). Umieszczony centralnie wyraźny cyfrowy wskaźnik do ustawiania i wyświetlania objętości. Wraz z zamontowanymi czułymi ogranicznikami zatraskowymi na śrubie mikrometrycznej oraz swobodnie obracającą się kolorową nasadką przycisku, zapobiegają nieumyślnemu wprowadzaniu zmian pojemności podczas pipetowania.

Sarpette® M jest kompatybilna z szeroką gamą końcówek do pipet, w tym z końcówkami innych producentów. Opatentowany system Justip™ umożliwia jej błyskawiczną regulację ustawienia wysokości trzonka (± 2 mm), aby precyzyjnie wyregulować swobodne zwalnianie zamontowanych końcówek. Każda pipeta Sarpette® M została skalibrowana po wyprodukowaniu, a następnie sprawdzona. Certyfikat kontroli dostarczany wraz z pipetą obejmuje wszystkie dane oraz numer seryjny. Użytkownik może dokonywać regulacji dokładności Sarpette® M dzięki systemowi kalibracji Swift-Set. Precyzyjny system zgodny ze wszystkimi międzynarodowymi standardami daje możliwość samodzielnego, szybkiego i bezpiecznego ponownego skalibrowania Sarpette® M.

Pipeta automatyczna Sarpette® M została wykonana z materiałów wyjątkowo odpornych na temperaturę, chemikalia i promieniowanie UV. W rezultacie umożliwia to wielokrotną sterylizację w pełni złożonych modeli, w autoklawie w temperaturze 121°C (20 minut). Nie wymagają konserwacji. Natomiast regularna pielęgnacja i czyszczenie umożliwiają optymalne funkcjonowanie przyrządu, który będzie służył przez dłuższy czas. Dzięki zharmonizowanym materiałom i doskonałej jakości wykonania Sarpette® M, producent zagwarantuje jej wydłużony okres gwarancji wynoszący 3 lata.