



## Pipety automatyczne jednokanałowe Sartorius Biohit mLine

**SARTORIUS**

mLine Sartorius Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                    | Pojemność     | Podziałka | Nr producenta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|    | K-3826  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 0,1-3 µl      | 0,002 µl  | 725010        |
|   | K-3827  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 0,5-10 µl     | 0,01 µl   | 725020        |
|  | K-3828  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 2-20 µl       | 0,02 µl   | 725030        |
|  | K-3829  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 10-100 µl     | 0,10 µl   | 725050        |
|  | K-3830  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 20-200 µl     | 0,20 µl   | 725060        |
|  | K-3831  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 100-1000 µl   | 1,00 µl   | 725070        |
|  | K-3832  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 500-5000 µl   | 10,0 µl   | 725080        |
|  | K-3833  | Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine | 1000-10000 µl | 20,0 µl   | 725090        |

### Opis

mLine Sartorius Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności. Mechanizm ładowania Opti Load umożliwia idealne dopasowanie końcówek oraz szybki i łatwy ich zrzut. Wyposażone w filtry Safe Cone, zapobiegające zanieczyszczeniu zarówno urządzenia, jak i próbki. Posiadają także unikalny zrzutnik filtrów. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych uniemożliwia zakłócenie dokładności pipetowania przez ciepło dłoni nawet po kilku godzinach operowania urządzeniem. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

[Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline \[tutaj\]](#)