



Termometr z nadajnikiem radiowym

Sterowany radiowo termometr maksimum-minimum. Zewnętrzny nadajnik temperatury umożliwia bezprzewodowy przekaz temperatury zewnętrznej na maks. odległość 25 m. Posiada wskaźnik temperatury wewnętrznej oraz czasu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5216	Termometr z nadajnikiem radiowym

Opis

Sterowany radiowo termometr maksimum-minimum. Zewnętrzny nadajnik temperatury umożliwia bezprzewodowy przekaz temperatury zewnętrznej na maks. odległość 25 m. Posiada wskaźnik temperatury wewnętrznej oraz czasu.

Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -30 do +70 °C.

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -10 do +50°C.

Kolor: srebrny metalik.

Dostawa obejmuje również baterie.