



Pojemniki próżniowe z PP na próbki - do V-Monovette[®] - z nakręconą zakrętką - poj. 100 ml



Pojemniki próżniowe wykonane z PP. Przeznaczone do V-Monovette[®] firmy Sarstedt. Z nakręconą zakrętką i naklejką plombującą. Pojemność 100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0785	Pojemniki próżniowe VD z PP - ze skalą i etykietą bezpieczeństwa	V-Monovette [®] VD	100 ml	62 x 72 mm	z nakręconą zakrętką	niebieska	niesterylne	40 x 5 szt.	200 szt.	75.562.600
	J-0786	Pojemniki próżniowe Urine z PP - ze skalą i etykietą bezpieczeństwa	V-Monovette [®] Urine	100 ml	62 x 72 mm	z nakręconą zakrętką	żółta	sterylne	40 x 5 szt.	200 szt.	75.562.400

Opis

Pojemniki próżniowe wykonane z PP, wyposażone w nakręconą zakrętkę z HDPE. Naklejka plombująca potwierdza, że pojemnik nie został naruszony. Etykieta zapewnia dużo miejsca na opisanie próbki, wskazuje numer serii oraz datę przydatności do użycia. Produkty posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Oba modele posiadają zintegrowany przyrząd transferowy na próbki.

Niesterylne pojemniki z niebieską zakrętką J-0785 są przeznaczone do diagnostyki wirusów. Do użytku wraz z probówkami **V-Monovette[®] VD**.

Natomiast sterylne pojemniki z żółtą zakrętką J-0786 używa się z probówkami **V-Monovette[®] Urine Neutral** lub **V-Monovette[®] Urine Boric Acid**. Tworzą one system próżniowy do zamkniętego transferu moczu.