



Probówki stożkowodenne z PP z 1,5% kwasem borowym - poj. 25 ml



Stożkowodenne, samostojące probówki o poj. 25 ml z PP. Z nakręconą czerwoną zakrętką i etykietą. Zawierają stabilizator – 1,5% kwas borowy. Przeznaczone do bakteriologicznej analizy moczu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Zakrętka	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0291	Probówki stożkowodenne z PP z kwasem borowym - z etykietą	z 1,5% H ₃ BO ₃	z nakręconą zakrętką	25 ml	25 x 90 mm	niesterylne	500 szt.	51.9923.820

Opis

Stożkowodenne probówki o poj. 25 ml wykonane z polipropylenu. W komplecie z nakręconą czerwoną zakrętką i etykietą. Z kołnierzem przedłużającym – samostojące. Zawierają stabilizator – 1,5% kwas borowy. Przeznaczone do bakteriologicznej analizy moczu. Dodatek kwasu borskiego skutecznie stabilizuje aż do 48 godzin w temperaturze pokojowej. Probówki spełniają wymagania ADR i IATA, posiadają również certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).