



Pipetor Swiftpet Pro



Półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 – 100 ml. Wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Wygodny w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy (z wydmuchem bądź grawitacyjnie). Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-4421	Pipetor Swiftpet Pro z wieszakiem, zasilaczem, kompletem akumulatorów i mikrofiltrem 0,2 µm	4743
	B-1008	Pipetor Swiftpet Pro z podstawką do ładowania, wieszakiem, zasilaczem, kompletem akumulatorów i mikrofiltrem	0390

Opis

Półautomatyczny pipetor **do pipet o poj. 0,5 - 100 ml**. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Wygodny w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem bądź grawitacyjnie. Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją. Zarówno uchwyt, filtr jak i osłonę uchwytu można łatwo wymienić oraz autoklawować. Pipetor sygnalizuje konieczność naładowania akumulatorów. Ładowanie pipetora odbywa się przez bezpośrednie podłączenie do sieci bądź przez podstawkę do ładowania.

Nowa wersja pipetora (B-4421) posiada **akumulator litowo-jonowy**, który cechuje większa wydajność w porównaniu do dotychczas stosowanych baterii niklowo-wodorowych.

W zakresie dostawy leżą: zasilacz uniwersalny, wieszak, komplet akumulatorów i mikrofiltr PTFE 0,2 µm.

Dodatkowo można dokupić zapasowy [filtr do pipetora](#) oraz [podstawkę do ładowania](#).