



Końcówki do aspiracji do L-Monovette®



Zapassowe końcówki do aspiracji do probówek-strzykawek L-Monovette® firmy Sarstedt. Umożliwiają higieniczne, bezgłowe pobieranie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Przyłącze	Śr. x długość	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6161	Końcówki z PP do aspiracji	L-Monovette®	Luer	8 x 76 mm	100 szt.	10.251

Opis

Zapassowe końcówki do aspiracji pasujące do probówek strzykawek:

- [L-Monovette® Urine Neutral](#)
- [L-Monovette® Urine Neutral LightPROTEC](#)
- [L-Monovette® Urine Boric Acid](#)
- [L-Monovette® VD](#)

Umożliwiają higieniczne, bezgłowe pobieranie próbek. Do higienicznego zbierania moczu. Do probówek-strzykawek L-Monovette®. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Wykonane z PP. Ich długość to 76 mm, a średnica 8 mm.