



Probówki V-Monovette® Urine Neutral



Probówki V-Monovette® Urine Neutral są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek moczu w systemie zamkniętym. Kompatybilne z pojemnikami próżniowymi Urine.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5961	Probówki okrągłodenne V-Monovette® Urine Neutral	4,0 ml	13 x 75 mm	sterylne	50 szt.	11.2252.001
	J-5963	Probówki okrągłodenne V-Monovette® Urine Neutral	6,0 ml	13 x 100 mm	sterylne	50 szt.	11.2352.001
	J-5965	Probówki okrągłodenne V-Monovette® Urine Neutral	9,5 ml	15 x 100 mm	sterylne	50 szt.	11.2552.001
	J-5967	Probówki okrągłodenne V-Monovette® Urine Neutral	10,0 ml	15 x 100 mm	sterylne	50 szt.	11.2452.001

Opis

Probówki **V-Monovette® Urine Neutral** tworzą wraz z [pojemnikami próżniowymi Urine](#) (J-0786) system próżniowy do zamkniętego transferu moczu. System zamknięty ustanawia optymalne standardy przedanalizyczne dla rutynowej diagnostyki moczu. Daje gwarancję sterylności i higienicznego pozyskiwania moczu od samego początku. Probówki wykonane są z PET. Są idealne do wirowania w celu uzyskania osadu. Dzięki skrzydełkom w obszarze stożka są lepiej wyśrodkowane w statywie lub w rotorze. Zalecenie wirowania: 400 x g/5 min/20°C.

V-Monovette Urine sprawdzi się do transportu, przechowywania i badań laboratoryjnych. Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

W przypadku konieczności przeniesienia moczu ze zwykłych pojemników na próbki do probówek V-Monovette®, można użyć [końcówek transferujących](#). Do zakupienia osobno.