



Zbiorniki na odczynniki - sterylne - 50 ml

CORNING

Zbiorniki na płynne odczynniki, wykonane z czystego, białego polistyrenu. Sterylne, w workach po 5 szt. Dostępne również w opakowaniach zbiorczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0123	Zbiorniki z PS na odczynniki Corning	50 ml	białe	sterylne	4870	5 szt.
	N-0124	Zbiorniki z PS na odczynniki Corning	50 ml	białe	sterylne	4870	40 x 5 szt.

Opis

Zbiorniki na płynne odczynniki, wykonane z czystego, białego polistyrenu. Sterylne, w workach po 5 szt. Dostępne również w opakowaniach zbiorczych.

Pojemność: 50 ml.

Produkty w promocyjnej cenie mają przekroczony termin ważności.