



Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet - Flip&Grip



Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet, mieszczący do 12 pipet jednokanałowych lub 3 pipety jedno- i 3 wielokanałowe. Statyw posiada zarówno możliwość ustawienia na blacie, jak podwieszenia go pod półką lub szafką aby zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą. Pasuje do niego większość pipet dostępnych na rynku. Uchwyty na pipety są wykonane z gumy. Dostarczany ze śrubą do przykręcenia pod półką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	L-0076	Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip	niebieski
	L-0077	Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip	zielony
	L-0078	Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip	fioletowy

Opis

Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet, mieszczący do 12 pipet jednokanałowych lub 3 pipety jedno- i 3 wielokanałowe. Statyw posiada zarówno możliwość ustawienia na blacie, jak podwieszenia go pod półką lub szafką aby zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą. Pasuje do niego większość pipet dostępnych na rynku. Uchwyty na pipety są wykonane z gumy. Dostarczany ze śrubą do przykręcenia pod półką.

Wymiary: 332 x 193 mm (wolnostojący), 187 x 193 mm (podwieszony).