



Statyw na pipety z przegrodami na końcówki

Poręczny statyw na pipety wykonany z białego szkła pleksi. Przeznaczony na 6 pipet Eppendorf (nie dotyczy Reference 2), Socorex i Transferpette o pojemności do 1000 ml. Wyposażony z przodu w dwie duże przegrody na luźne końcówki do pipet lub całe opakowania końcówek. Przegrody posiadają przezroczyste uchylne wieczka, chroniące końcówki przed kurzem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-1418	Statyw na pipety z przegrodami na końcówki

Opis

Poręczny statyw na pipety wykonany z białego szkła pleksi. Przeznaczony na 6 pipet Eppendorf (nie dotyczy Reference 2), Socorex i Transferpette o pojemności do 1000 ml. Wyposażony z przodu w dwie duże przegrody na luźne końcówki do pipet lub całe opakowania końcówek. Przegrody posiadają przezroczyste uchylne wieczka, chroniące końcówki przed kurzem.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 33 x 18 x 23 cm.