



**Uchwyt na jedną pipetę Sartorius Biohit serii
mLine i Proline Plus**

SARTORIUS

Uchwyt do przymocowania do blatu lub półki, na 1 pipetę Biohit. Pasuje do pipet serii mLine i Proline Plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4005	Uchwyt na jedną pipetę Sartorius Biohit serii mLine i Proline Plus	725610

Opis

Uchwyt do przymocowania do blatu lub półki, na 1 pipetę Biohit. Pasuje do pipet serii mLine i Proline Plus.