



Statyw karuzelowy na 6 pipet mechanicznych Sartorius Biohit

SARTORIUS

Oryginalny statyw na pipety firmy Biohit. Umożliwia łatwy dostęp do pipet, zapobiegając jednocześnie ich zanieczyszczeniu, spowodowanemu niewłaściwym przechowywaniem. Kompatybilny z pipetami serii mLine oraz Proline (mechanicznymi).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4004	Statyw karuzelowy na 6 pipet mechanicznych Sartorius Biohit	725600

Opis

Oryginalny statyw na pipety firmy Biohit. Umożliwia łatwy dostęp do pipet, zapobiegając jednocześnie ich zanieczyszczeniu, spowodowanemu niewłaściwym przechowywaniem. Kompatybilny z pipetami serii mLine oraz Proline (mechanicznymi).