



**Statyw na pipetę wielokanałową Transferpette<sup>®</sup>  
lub Transferpette<sup>®</sup> S**



Statyw na jedną pipetę 8- lub 12-kanałową firmy Brand. Pasuje do pipet wielokanałowych Transferpette<sup>®</sup> lub Transferpette<sup>®</sup> S.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                                                      | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | K-5000  | Statyw na pipetę wielokanałową Transferpette <sup>®</sup> lub Transferpette <sup>®</sup> S | 703440        |

**Opis**

Statyw na jedną pipetę 8- lub 12-kanałową firmy Brand. Pasuje do pipet wielokanałowych Transferpette<sup>®</sup> lub Transferpette<sup>®</sup> S.