



Statyw na 6 pipet Transferpette[®] S



Obrotowy statyw, mogący pomieścić 6 pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Pasuje także do pipet wielokanałowych. Pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium i umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5001	Statyw karuzelowy na 6 pipet Transferpette [®] S	704805

Opis

Obrotowy statyw, mogący pomieścić 6 pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Pasuje także do pipet wielokanałowych. Pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium i umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet.