



Trójstanowiskowy statyw ładujący do pipet Transferpette[®] Electronic



Statyw ładujący na pipety Transferpette[®] Electronic, z podłączeniem do sieci, umożliwiającym ładowanie urządzeń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5004	Trójstanowiskowy statyw ładujący do pipet Transferpette [®] Electronic	705390

Opis

Statyw ładujący na pipety Transferpette[®] Electronic, z podłączeniem do sieci, umożliwiającym ładowanie urządzeń.