



## Statyw na 1 pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic



Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000  $\mu$ l i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                                      | Nr producenta |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | K-5002  | Statyw na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> Electronic (do 1000 $\mu$ l) | 705385        |
|           | K-5003  | Statyw na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> Electronic (0,5 – 5 ml)      | 705386        |

### Opis

Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000  $\mu$ l i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.