



## Wkładki na zlewki z pierścieniem mocującym do myjek Sonic



Wkładki na dwie zlewki szklane z pierścieniem mocującym firmy Polsonic. Pasują do myjek Sonic 2, 3, 5, 6, 6D, 10.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                            | Przeznaczenie                                         |
|-----------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           | P-5073  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 2  | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |
|           | P-5074  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 3  | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |
|           | P-5075  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 5  | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |
|           | P-5076  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 6  | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |
|           | P-5077  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 6D | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |
|           | P-5079  | Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 10 | zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym |

### Opis

Wkładki na szkło laboratoryjne do myjek Sonic 2, 3, 5, 6, 6D, 10. Posiadają dwa otwory na zlewki laboratoryjne. Wykonane z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Do użytku wraz ze zlewkami szklanymi z pierścieniem mocującym firmy Polsonic. Pierścień powoduje, że zlewka zostaje stabilnie osadzona w otworze i nie spada.