

Kosze do myjek Sonic



polsonic[®]

Kosze ze stali kwasoodpornej nierdzewnej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające łatwe przenoszenie. Dedykowane do myjek Sonic.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x dł.
	P-5051	Koszyk do myjki Sonic 0,5	113 x 122 mm
	P-5053	Koszyk do myjki Sonic 2	113 x 122 mm
	P-5054	Koszyk do myjki Sonic 3 i 3S	113 x 213 mm
	P-5055	Koszyk do myjki Sonic 5	113 x 478 mm
	P-5056	Koszyk do myjki Sonic 6	118 x 266 mm
	P-5057	Koszyk do myjki Sonic 6D	215 x 275 mm
	P-5058	Koszyk do myjki Sonic 9	270 x 300 mm
	P-5059	Koszyk do myjki Sonic 10	205 x 265 mm
	P-5060	Koszyk do myjki Sonic 14	214 x 305 mm
	P-5061	Koszyk do myjki Sonic 22	280 x 366 mm
	P-5062	Koszyk do myjki Sonic 33	280 x 513 mm
	P-5063	Koszyk do myjki Sonic 36	282 x 421 mm
	P-5064	Koszyk do myjki Sonic 40	260 x 600 mm

Opis

Kosze dedykowane do myjek Sonic. Wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej. Wyposażone w dwa uchwyty

umożliwiające łatwe przenoszenie. Otwory umieszczone na bokach mają średnicę 5 mm. W przypadku umieszczenia w myjkach ultradźwiękowych drobnych przedmiotów zaleca się włożyć je najpierw do zlewki laboratoryjnej.

Wymiary uwzględniają podstawę kosza.